

Intensywny koktajl zawierający innowacyjne peptydy biomimetyczne, które rewitalizują mieszki włosowe i skórę głowy.

- Rewitalizacja mieszków włosowych.
- Nawilżenie i odżywienie skóry głowy.
- Wzmocnienie cebulek włosów.
- Poprawa grubości i gęstości włosów.



ZESTAW ZAWIERA

- 5 ampulek x 5ml (0.17 fl oz)

WSKAZANIA

- Łysienie o podłożu androgenowym (mężczyźni i kobiety)
- Łysienie pourazowe
- Łysienie plackowate
- Łysienie rozproszone. Przedłużenie fazy telogenu po porodzie

UWAGI I OSTRZEŻENIA

- Produkt do użytku profesjonalnego.
- Nie używać na skórę uszkodzoną i rany.
- Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
- Każda terapia powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta/pacjenta. TOSKANI zaleca 48 godzin przerwy pomiędzy kolejnymi zabiegami.

SKŁADNIKI AKTYWNE

Peptydy biomimetyczne

Opracowane naukowo materiały imitujące działanie naturalnych czynników wzrostu występujących w organizmie. Pobudzają uspione mieszki włosowe do produkcji nowych włosów.

Copper tripeptide-1

- Zwiększa proliferację budulcowych komórek włosów.
- Poprawia żywotność mieszków włosowych.
- Wywołuje delikatny efekt złuszczący.
- Stymuluje proliferację fibroblastów, aktywuje syntezę kolagenu i elastyny, poprawiając zakotwiczenie mieszków włosowych.
- Neutralizuje działanie wolnych rodników.
- Poprawia mikrocyrkulację w obrębie mieszków włosowych.

SH-Oligopeptide-2 (IGF-1)

- Działa wzmacniająco na włosy i stymuluje mieszki włosowe do wzmożonej pracy.
- Wspomaga wzrost włosów poprzez proliferację keratynocytów.
- Działa odżywczo na skórę właściwą.
- Odgrywa dużą rolę w procesie wzrostu włosów.
- Stymuluje produkcję kolagenu i elastyny.

SH-Polypeptide-1 (bFGF)

- Wspomaga wzrost włosów poprzez indukowanie fazy anagenu w uśpionych mieszkach włosowych.
- Poprawia przepływ krwi.
- Wzmaga produkcję kolagenu i elastyny.

SH-Polypeptide-9 (vFGF)

- Stymuluje wzrost włosów poprzez dostarczanie składników odżywczych do mieszków włosowych.
- Zwiększa unaczynienie mieszków włosowych.

Witamina C

- Pomaga utrzymać mocne i zdrowe włosy.
- Silny antyoksydant.
- Poprawia żywotność mieszków włosowych.

Witamina E

- Wspomaga układ odpornościowy w celu wzmocnienia włosów, stymulacji ich wzrostu i regeneracji.
- Zwiększa zużycie tlenu i poprawia krążenie krwi.

Witaminy z grupy B

- Witaminy z grupy B, a zwłaszcza kwas pantotenowy (B5) i biotyna (B8), biorą udział w najważniejszych procesach metabolicznych włosa.
- Pirydoksyna (B6) zapobiega wypadaniu włosów i produkuje melaninę, która nadaje im kolor.
- Niacynamid (B3) stymuluje wzrost włosów i poprawia przepływ krwi.

- Biotyna (B8) wspomaga prawidłowy wzrost włosów, zapobiega ich wysychaniu i łamaniu, wspomaga produkcję keratyny oraz zwiększa elastyczność włosów.

Witamina A

- Witamina A ma właściwości regenerujące skórę.
- Jej niedobór powoduje suchość włosów.

Aminokwasy

- Włos składa się z białka zwanego keratyna, która wzmacnia każdy mieszek włosowy.
- Keratyna włosa składa się w sumie z 16 aminokwasów, które budują bloki różnych białek w organizmie.
- Dzięki zastosowaniu odpowiednich aminokwasów, organizm może produkować optymalną ilość keratyny potrzebną do wzrostu włosów.

Tauryna

- Chroni błony komórkowe przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.
- Wykazuje pozytywny wpływ na tworzenie włókien kolagenowych.
- Zwiększa objętość keratynocytów.
- Ma silne działanie antyoksydacyjne.

Minerały

- Utrzymują optymalną równowagę skóry głowy.
- Wspomagają wchłanianie innych składników odżywczych.

PROTOKÓŁ APLIKACJI


Produkt	Ilość zabiegów	Częstotliwość
HCPR	4	1 raz w tygodniu

1) TKN Mesoject

- **Ilość produktu:** 5ml
- **Program:** Program Mesowave - Porationwave (PW)
- **Aplikator:** roll-on lub mikroigły

Roll-on

- **Application:** 5 min w każdym obszarze (5x5cm)
- **Intensywność:** 3V-11V. Zwiększać intensywność stopniowo. Jeśli klient odczuwa dyskomfort, przerwać i zmniejszyć intensywność o jeden stopień.




Mikroigły

- **Rozmiar igieł:** skalp 1mm / broda 1-2mm
- **Aplikacja:** 4-5 kolejnych przejść
- **Intensywność:** 3V-11V

2) TKN Dermaroller

- **Ilość produktu:** skalp 5ml / broda 2-3ml
- **Rozmiar igieł:** skalp 1mm / broda 1-2mm
- **Aplikacja:** 4-5 kolejnych przejść



3) TKN Dermapen

- **Ilość produktu:** 10ml
- **Needle size:** 1mm
- **Aplikacja:** 4-5 kolejnych przejść